

KONTROLA MYTÍ A DEZINFEKCE

kontrola odstranění zbytků krve a bílkovin

HemoCheck-E

Test pro kvalitativní detekci zbytků krve v dutinách flexibilní endoskopů

KATALOGOVÉ ČÍSLO: 82955

Metoda splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 15883.


POČET TESTŮ V BALENÍ: 6

POUŽITÍ TESTU:

Cca 250 cm dlouhá štětička o průměru 3,8mm umožňuje kontrolu odstranění krevních reziduí z vnitřního povrchu kanálů flexibilních endoskopů.

PRINCIP TESTU, ROZSAH MĚŘENÍ, OMEZENÍ METODY, PROVEDENÍ, VYHODNOCENÍ TESTU, SKLADOVÁNÍ, EXPIRACE:

Stejně jako u HemoCheck-S (str. 38).



Pyromol-E

Test pro kvalitativní detekci zbytků bílkovin v dutinách flexibilní endoskopů

KATALOGOVÉ ČÍSLO: 82915

vnitřního povrchu kanálů flexibilních endoskopů.

POČET TESTŮ V BALENÍ: 6

POUŽITÍ TESTU:

Cca 250 cm dlouhá štětička o průměru 3,8mm umožňuje kontrolu odstranění zbytků bílkovin z

PRINCIP TESTU, ROZSAH MĚŘENÍ, OMEZENÍ METODY, PROVEDENÍ, VYHODNOCENÍ TESTU, SKLADOVÁNÍ, EXPIRACE:

Stejně jako u Pyromol-Test (str. 39).

EfferZyme

Enzymatické tablety pro ultrazvukové čištění.

KATALOGOVÉ ČÍSLO: 8301

POČET TESTŮ V BALENÍ: 52

Biologicky odbouratelné, bezchlorové složení. Obsahuje rychle působící enzymy proteázy. Dobře pomáhá odstraňovat krev a další nečistoty, které mohou být odolné vůči chemickým detergentům.

