



Složení BAG-BioCheck

Inkubátor

Inkubátor pro 12 nebo 16 ampulek

Díky vyměnitelným blokům vhodné pro BAG-BioCheck, BAG-ProAMP i BAG-ProSpore ampule. Teplota je pevně nastavena. Součástí inkubátoru je i drtič skleněných ampulek.

K dispozici jsou dvě verze inkubátorů:

INCUBATOR 35 °C:

Vhodný pro práci s *B. atrophaeus*

KATALOGOVÉ ČÍSLO: 74751

INCUBATOR 57 °C:

Vhodný pro práci s *G. stearotherophilus*

KATALOGOVÉ ČÍSLO: 74752



Spore suspensions

vodné či alkoholové (40% etanol) roztoky v různých koncentracích
všechny suspenze se vyrábí na zakázku
baleno po 10 ml

	<i>kmen</i>	<i>koncentrace</i>
<i>G. stearotherophilus</i>	ATCC 7953	10 ⁴ -10 ⁷
<i>G. stearotherophilus</i> (s daty o rezistenci k H ₂ O ₂)	ATCC 10149	10 ⁴ -10 ⁷
<i>G. stearotherophilus</i> (s daty o rezistenci k H ₂ O ₂)	ATCC 12980	10 ⁴ -10 ⁷
<i>Bacillus atrophaeus</i>	ATCC 9372	10 ⁴ -10 ⁹
<i>Bacillus pumilus</i>	ATCC 27142	10 ⁴ -10 ⁹
<i>Bacillus subtilis</i> „6633“	ATCC 6633	10 ⁴ -10 ⁸
<i>Bacillus subtilis</i> „5230“	ATCC 35021	10 ⁴ -10 ⁷
<i>Bacillus megaterium</i>	ATCC 8245	10 ⁶ -10 ⁹
<i>Bacillus cereus</i>	ATCC 11778	10 ⁶ -10 ⁹
<i>Bacillus thuringiensis</i>	ATCC 29730	10 ⁶ -10 ⁹
<i>Bacillus coagulans</i>	ATCC 51232	10 ⁶



**PRO VÍCE INFORMACÍ, KATALOGOVÁ ČÍSLA A AKTUELNÍ NABÍDKU
KONTAKTUJTE NAŠE OBCHODNÍ ZÁSTUPCE.**